

# Produits de Coagulation

## à Haute Performance



**RÉACTIFS D'HÉMOSTASE  
PLASMAS DE CONTRÔLE  
INSTRUMENTS**

# Réactifs pour l'Hémostase

- Marqués CE
- Calibrage efficace, stable de lot à lot
- Plus de 20 ans d'utilisation par les laboratoires

## Réactifs de dépistage systématique

### RÉACTIF MESURANT LE TEMPS DE PROTHROMBINE

UNIPLASTIN	Liquide stable, réactif de Thromboplastine prêt à l'emploi (ISI ~1.0)
LIQUIPLASTIN	Liquide stable, réactif de Thromboplastine prêt à l'emploi (ISI ~1.5)
LYOPLASTIN	Réactif calcifié lyophilisé de Thromboplastine.

### RÉACTIF DE THROMBOPLASTINE PARTIELLEMENT ACTIVÉ

LIQUICELIN – E	Liquide stable, réactif de Céphaloplastine prêt à l'emploi.
CELIN – SE	Liquide stable, réactif de Céphaloplastine de soja pour détermination de TCK prêt à l'emploi.
CHLORURE DE CALCIUM	Solution de CaCl <sub>2</sub> 0.02M prête à l'emploi pour tests TCK.

### RÉACTIFS POUR UTILISATIONS SPÉCIALES

FIBROSCREEN	Réactif de temps de Thrombine pour l'estimation qualitative de Fibrinogène.
FIBROQUANT	Réactif pour l'estimation quantitative de Fibrinogène.
TULIP – XL FDP	Test d'agglutination au latex pour la détection de produits de dégradation de la fibrine.
LADS	Test dRVVT pour le dépistage et la confirmation d'anticoagulants lupiques.
LA SCREEN	Test dRVVT pour le dépistage d'anticoagulants lupiques.
LA CONFIRM	Test dRVVT pour la confirmation d'anticoagulants lupiques.
LUPAKCT	Test de temps de coagulation au Kaolin pour la détection sensible d'anticoagulants lupiques.
TULIP PROTEIN - C	Détermination quantitative d'activité de Protéine C dans le plasma humain.
TULIP PROTEIN - S	Détermination de l'activité fonctionnelle de Protéine S dans le plasma humain.
OWREN'S BUFFER	Tampon Owren Koller prêt à l'emploi.



# Réactifs pour l'Hémostase & Contrôles

**MULTI-G**  
Distributeur Exclusif

## PACKS COMBINÉS PRÉCISION

### UNIPLASTIN

PACK COMBINÉ PRÉCISION

Pack combiné de réactif Uniplastine liquide stable prêt à l'emploi (ISI ~1.0) et d'anticoagulant citrate trisodique dihydraté tamponné à 3.2% (0.109M).

### LIQUIPLASTIN

PACK COMBINÉ PRÉCISION

Pack combiné de réactif Liquiplastine liquide stable prêt à l'emploi et d'anticoagulant citrate trisodique dihydraté tamponné à 3.2% (0.109M).

### LIQUICELIN – E

PACK COMBINÉ PRÉCISION

Pack combiné de réactif liquide stable prêt à l'emploi Liquicelin-E (aPTT) et d'anticoagulant citrate de trisodium tamponné à 3.2% (0.109M).

## PLASMAS DE CONTRÔLE

### PLASMATROL H – I

Plasma de contrôle de niveau I pour test de coagulation adéquat pour tests PT, aPTT, TT et Fibrinogène.

### PLASMATROL H – II

Plasma de contrôle de niveau II pour test de coagulation adéquat pour tests PT, aPTT, TT et Fibrinogène.

### PLASMATROL H – III

Plasma de contrôle de niveau III pour test de coagulation adéquat pour tests PT, aPTT, TT et Fibrinogène.

### PLASMATROL R

Plasma de Référence à utiliser avec les tests de coagulation.

### PLASMATROL

Plasmas de contrôle à trois niveaux adéquats pour les test de coagulation PT, aPTT, TT et Fibrinogène liés à la formation de caillots.

### LA REFERENCE PLASMA

Plasma de référence LA pour les tests dRVVT de LA.

## REACTIFS DE PRÉLÈVEMENT DE SANG

### PROFACT

Réactif de prélèvement de sang tamponné de citrate de trisodium à 3.2% pour les tests systématiques de coagulation et ESR par la méthode de Westergren.



# Instruments

**Interface Instrument-Réactif  
Synergique pour mesurer  
Efficacement l'Hémostase**

## HEMOSTAR™ AUTO



Analyseur d'Hémostase  
Complètement Automatisé

## HEMOSTAR™ XF 1.0



Analyseur d'Hémostase  
Mono-Canal

## HEMOSTAR™ XF 2.0



Analyseur d'Hémostase  
à Double Canal



**TULIP GROUP OF COMPANIES**

Gitanjali, Tulip Block, Dr. Antonio Do Rego Bagh, Alto Santacruz, Bambolim Complex Post Office, Goa - 403202, INDIA.  
Tel. : + 91 832 2458546-50 Fax : + 91 832 2458544 E-mail : sales@tulipgroup.com Website : www.tulipgroup.com

**INNOVATION ET  
PRÉSENCE GLOBALE**

**MULTI-G**  
Distributeur Exclusif

 orchid

 QUANTO  
BIOMEDICALS

 Micropress®

 Coral  Clinical Systems

 BioShield®

 Viola