


**Dépassez les
Limites**



**ENCORE et
ENCORE**

**RÉACTIFS FÉBRILES
TESTS AU LATEX
TURBIDIMÉTRIE
INSTRUMENT**



Maladies infectieuses



TYPHOÏDE

TYDAL	Antigènes WIDAL prêt à l'emploi classés par couleurs pour tests in-vitro et sur lame.
TYPHOCHECK	Antigènes WIDAL prêt à l'emploi classés par couleurs pour tests in-vitro.
VITAL WIDAL	Antigènes WIDAL colorés prêt à l'emploi pour tests in-vitro.

BRUCELLOSE

BRUCEL - A	Suspension légèrement atténuée d'antigène <i>Brucella abortus</i> pour tests in-vitro.
BRUCEL - M	Suspension légèrement atténuée d'antigène <i>Brucella melitensis</i> pour tests in-vitro et sur lame
BRUCEL - RB	Suspension légèrement atténuée d'antigène <i>Brucella abortus</i> pour tests in-vitro, souche 99, coloré à la Rose de Bengale pour tests sur lame.

FIÈVRE TYPHOÏDE

PROGEN OX19	Suspension d'antigènes inactivés de <i>Proteus</i> OX19 pour le test de Weil-Felix.
PROGEN OX2	Suspension d'antigènes inactivés de <i>Proteus</i> OX2 pour le test de Weil-Felix.
PROGEN OXK	Suspension d'antigènes inactivés de <i>Proteus</i> OXK pour le test de Weil-Felix.

FIÈVRE D'ORIGINE INCONNUE

SET D'ANTIGÈNES TULIP	Panel d'antigènes fébriles pour le diagnostic sérique des anticorps de <i>S.typhi</i> , <i>S.paratyphi</i> , <i>Brucella</i> & <i>Proteus</i>
PUO SCREEN	Test de dépistage de la Typhoïde, Brucellose et du Typhus.

CONTRÔLES FÉBRILES

CONTRÔLE POSITIF WIDAL	Pour la validation de l'efficacité des suspensions Widal d'antigènes O, H, AH, BH.
CONTRÔLE POSITIF BRUCELLOSE	Pour la validation de l'efficacité des suspensions d'antigènes <i>Brucella abortus</i> / <i>melitensis</i> .
CONTRÔLE POSITIF PROGEN	Pour la validation de l'efficacité des suspensions d'antigènes <i>Proteus</i> (OX19, OX2, OXK).

SYPHILIS

CARBOGEN	Cartes de test RPR pour la détection d'anticorps anti-lipoidaux dans le sérum et le plasma lors d'une infection de syphilis.
TREPOLIPIN	Réactif VDRL modifié pour la détection d'anticorps anti-lipoidaux dans le sérum, le plasma et le LCR lors d'une infection de syphilis

TUBERCULOSE

ADA-MTB	Détection d'une activité d'adénosine désaminase dans le sérum, le plasma et les fluides biologiques.
ADAZYME	Tests enzymatiques cynétiques à durée fixe pour la détection d'activité d'adénosine désaminase.

TOXOPLASMOSE

TOXOGEN	Test sur lame d'agglutination au latex pour le dépistage d'anticorps <i>T. gondii</i> .
----------------	---

MONONUCLÉOSE INFECTIEUSE

IMMUTEX	Test sur lame d'hémagglutination pour la détection d'anticorps hétérophiles lors d'une infection de mononucléose.
----------------	---



Tests au Latex

Turbidimétrie



FACTEURS RHUMATO

RHELAX - RF Test d'agglutination au latex pour la détection de facteurs rhumato IgM dans le sérum humain.

PROTÉINE C-REACTIVE

RHELAX - CRP Test d'agglutination au latex pour la détection de protéine C réactive dans le sérum humain.

ANTI- STREPTOLYSINE O

RHELAX - ASO Test d'agglutination au latex pour la détection d'Anti-Streptolysine 'O' dans le sérum humain.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX DISSÉMINÉ

RHELAX- SLE Test d'agglutination au latex pour la détection d'Anti - DNP dans le sérum humain.

MICROALBUMINURIE

MICROTEX Test au latex d'inhibition de l'agglutination pour la détection de Microalbuminurie dans les urines.

GAMME DE TURBIDIMETRIE

TURBODYNE - HBA1c Test Immunoturbidimétrique pour la détermination de HBA1c dans le sang human sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE- MA Test Immunoturbidimétrique pour la détermination de Microalbuminurie (MA) dans le sang humain sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE - Cystatin C Test Immunoturbidimétrique pour la détermination de Cystatine C dans le sérum sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE - RF Test Immunoturbidimétrique pour la détermination de FR dans le sérum sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE - CRP Test Immunoturbidimétrique pour la détermination de CRP dans le sérum sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE - ASO Test Immunoturbidimétrique pour la détermination d'A.S.O dans le sérum sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE - IgE Test Immunoturbidimétrique pour la détermination d'IgE dans le sérum sur **Turbodyne SC**

TURBODYNE - D-Dimer Test Immunoturbidimétrique pour la détermination de D-Dimer dans le sérum sur **Turbodyne SC**



Instrument

Turbodyne SCTM

Turbidimétrie • Nephelométrie



Tulip
Group

TULIP GROUP OF COMPANIES

Gitanjali, Tulip Block, Dr. Antonio Do Rego Bagh, Alto Santacruz, Bambolim Complex Post Office, Goa - 403202, INDIA.
Tel. : + 91 832 2458546-50 Fax : + 91 832 2458544 E-mail : sales@tulipgroup.com Website : www.tulipgroup.com

INNOVATION AVEC
UNE PRÉSENCE GLOBALE

MULTI-G
Distributeur Exclusif

T orchid

QUALITY
DIAGNOSTICS

Microexpress

Coral Clinical Systems

BioShield's

Z Viola