# PM-CARE® 2V-CUP

# CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 2 VOIES RIGIDE AVEC CUPULE







Le cathéter pour hystero 2 voies rigide avec cupule **PM-CARE® 2V-CUP** permet de réaliser des hystérographies, des hystérosonographies, ainsi que des tests au bleu de méthylène.

#### ATOUTS

- La cupule en forme de cloche est axée sur un noyau central permettant une adhésion parfaite du dispositif, le processus de ventouse est obtenu en pratiquant une mise sous vide progressive.
- Le manipulateur rigide et déformable permet au radiologue de manipuler l'utérus.
- · Les deux voies peuvent être obturées à l'aide d'un robinet Luer lock. Le tube gradué mobile permet de réaliser l'injection à l'endroit souhaité.



## RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Taille des cupules disponibles (mm)	S Longueur (mm)
PS3460845	2,80 / 8,5	23, 28 et 35	400
		(3 tailles fournies)	
PS4292340	2,80 / 8,5	23	400
PS4292840	2,80 / 8,5	28	400
PS4293540	2,80 / 8,5	35	400

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

2012
Oui
Is
Oui
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Non
5 ans
CE
Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



